

Kurzanleitung

1.

App herunterladen

Die MobileConnectApp kann kostenlos aus dem Apple App Store oder Google Play heruntergeladen werden. Die Installation startet automatisch, direkt nach dem Herunterladen.



2.

Mit dem WLAN verbinden

Öffnen Sie die Systemeinstellungen auf Ihrem Smartphone und wählen Sie das lokale WLAN aus.

„Hoerhilfe Aula“



3.

Starten Sie die App und stellen Sie den Klang ein

Nach dem Sie die App gestartet haben, wählen Sie den gewünschten Kanal. Der „Personal Hearing Assistant“ ermöglicht Ihnen eine intuitive Einstellung des Klangs. Optimieren Sie die Räumlichkeit des Klangs oder die Sprachverständlichkeit, indem Sie einfach mit den Fingern über den Touchscreen streichen.

Kanal 1

